


СФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ

Sensar®1

Сферическая гидрофобная ИОЛ



СФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ

SENSAR СФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ	
МОДЕЛЬ	ААВ00
	
Описание	- Однокомпонентная ИОЛ с квадратным краем по всей окружности для обеспечения барьера для клеток эпителия - Сферическая поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер	Общий диаметр: 13,0 мм Диаметр оптической части: 6,0 мм
Оптическая часть	- Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром - Сферическая поверхность - Рефракционный индекс: 1,47 при 35 °C - Однокомпонентный дизайн - Матовый квадратный оптический край PROTEC** по всей окружности ИОЛ
Гаптическая часть	- Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром - Офсетный дизайн гаптики - С-образная форма
Оптическая сила	От +6,0 D до +30,0 D с шагом в 0,5 D
Поправочный коэффициент (А-константа)	118,4 для ультразвуковой биометрии
Теоретическая глубина передней камеры	5,2 мм
Хирургический фактор1	1,45 мм
Особенности	- Имплантируется через инжектор UNFOLDER® Platinum и картридж UNFOLDER® Platinum - Имплантация через разрез 2,2 мм