


Монофокальная ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии

TECNIS[®]
Eyhance



Г

Монофокальная ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии

Л

ОПИСАНИЕ	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Оптическая сила	+5,0 D до +34,0 D с шагом в 0,5 диоптрии
Диаметр оптической зоны	6,0 мм
Форма	Двояковыпуклая, непрерывная передняя асферическая поверхность высшего порядка
Материал	Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром
Рефракционный индекс	1,47 при 35° C
Дизайн края	Матовый квадратный край PROTEC** по всей окружности
ОПТИЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ*	
A-Константа (SRK/T)	119,3
Глубина передней камеры (HofferQ)	5,7 мм
Хирургический фактор (Holl) ¹	1,96 мм
АППЛАНАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ	
A-константа [†]	118,8
Теоретическая глубина передней камеры	5,4 мм
Хирургический фактор ¹	1,68 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ	
Общий диаметр	13,0 мм
Тип	C
Материал	Гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром
Дизайн	TRI-FIX*** , трёхточечная фиксация, оффсет гаптики, однокомпонентный дизайн
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	МОДЕЛЬ
UNFOLDER® Платинум: Инжектор	DK7796
UNFOLDER® Платинум: Картридж	1MTEC30