

Параметры торических контактных линз ACUVUE®

Сила сферы	от plano до -6,00 D (шаг 0,25 D)					от -6,50 D до -9,00 D (шаг 0,5 D)					от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D)					от +4,25 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)				
Сила цилиндра	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75
10°																				
20°																				
30°																				
40°																				
50°																				
60°																				
70°																				
80°																				
90°																				
100°																				
110°																				
120°																				
130°																				
140°																				
150°																				
160°																				
170°																				
180°																				



- ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® for ASTIGMATISM*
- ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS**
- 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®***



Отсканируйте QR-код на ОНЛАЙН-калькулятор для расчёта оптической силы торических линз ACUVUE®

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
*ACUVUE® оазис с технологией HydraLuxe® для астигматизма.
**ACUVUE® оазис для астигматизма с технологией HYDRACLEAR® плюс.
***1-DAY ACUVUE® увлажняющий для астигматизма с технологией LACREON®. Для получения дополнительной информации о правильном ношении контактных линз, уходе и безопасности обратитесь к инструкции по применению и/или на сайт www.jjvc.ru.
© 2024, ООО «Джонсон & Джонсон». Рег. ул. № ФСЗ 2008/01309 от 09.02.2023, № ФСЗ 2010/07714 от 09.02.2023, № ФСЗ 2010/07338 от 10.02.2023. 2024PP17664

Стабильное четкое зрение даже при интенсивных движениях головы и глаз¹ и комфорт в течение всего дня²

Параметры торических контактных линз ACUVUE®	ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® for ASTIGMATISM*  Оптимальный выбор для носителей линз ежедневной замены	ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS**  Оптимальный выбор для носителей линз частой плановой замены	1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®***  Оптимальный выбор для пациентов с чувствительными глазами
Материал линзы	Сенофилкон А (силикон-гидрогель)	Сенофилкон А (силикон-гидрогель)	Этафилкон А (гидрогель)
Конструкция линзы	Дизайн стабилизации веками	Дизайн стабилизации веками	Дизайн стабилизации веками
Технология увлажнения	HydraLuxe®	HYDRACLEAR® PLUS^	LACREON®
Влагосодержание	38%	38%	58%
Толщина линзы в центре	0,08 мм (–3,00 D)	0,08 мм (–3,00 D)	0,09 мм (–3,00 D)
Пропускание кислорода линзой, Dk/t (с коррекцией по границе и по краю)	129 x 10 ⁻⁹ (–3,00 D)	129 x 10 ⁻⁹ (–3,00 D)	23,7 x 10 ⁻⁹ (–3,00 D)
Кислородный поток (% кислорода, доступного роговице)	98% (при открытых глазах)	98% (при открытых глазах)	88%
УФ-защита	Класс 1 (99,9% УФ-В-лучей, 96% УФ-А-лучей)	Класс 1 (99,9% УФ-В-лучей, 96% УФ-А-лучей)	Класс 2 (99% УФ-В-лучей, 85% УФ-А-лучей)
Тонирование	Да	Да	Да
Метки правильной ориентации линзы	Соответствуют положению 6 и 12 часов на условном часовом циферблате. Возможность оценки правильной посадки линзы	Соответствуют положению 6 и 12 часов на условном часовом циферблате. Возможность оценки правильной посадки линзы	Соответствуют положению 6 и 12 часов на условном часовом циферблате. Возможность оценки правильной посадки линзы
Рекомендованный режим замены	Одноразовое применение: замена каждый день	Дневное ношение: замена через 2 недели. Пролонгированное ношение: замена 7 дней / 6 ночей	Одноразовое применение: замена каждый день

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

*ACUVUE® оазис с технологией HydraLuxe® для астигматизма. **ACUVUE® оазис для астигматизма с технологией HYDRACLEAR® плюс. ***1-DAY ACUVUE® увлажняющий для астигматизма с технологией LACREON®. ^Плюс. ¹Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2024. Контактные линзы ACUVUE® ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ: Успешность подбора в целом, правильность ориентации, ротационная устойчивость и качество зрения. ²Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2022. Заявленные свойства мягких контактных линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности и физических свойств в целом. Для получения дополнительной информации о правильном ношении контактных линз, уходе и безопасности обратитесь к инструкции по применению и/или на сайт www.jjvc.ru. © 2024, ООО «Джонсон & Джонсон», Рег. уд. № ФСЗ 2008/01309 от 09.02.2023, № ФСЗ 2010/07714 от 09.02.2023, № ФСЗ 2010/07338 от 10.02.2023, 2024PP17664